

StériDERM HyalFill™ Pro

Filler Dermal à Base d'Acide Hyaluronique Réticulé

Solution Esthétique Polyvalente

Aperçu du Produit

PHARMA-GRADE StériDERM HyalFill™ Pro est un filler dermal en gel d'acide hyaluronique (AH) réticulé biodégradable, formulé avec de l'AH de grade injection (≥99% pur) issu de fermentation bactérienne. Il corrige les rides superficielles et profondes, augmente le volume des lèvres et contourne les traits du visage.

- AH Haute Pureté** : Concentration de 25 mg/ml, réticulé pour une durabilité
- Applications Polyvalentes** : Ridules, rides profondes, augmentation des lèvres
- Biodégradable** : Absorbé naturellement au fil du temps
- Facile à Injecter** : Consistance fluide pour un placement précis
- Longue Durée** : Jusqu'à 6–12 mois

Spécifications Techniques

Caractéristique	Spécification
Concentration en AH	25 mg/ml
Volume	1,0 ml par seringue
Réticulation	Réticulé au BDDE
Source	Fermentation bactérienne, ≥99% pur
Durée de Conservation / Stockage	2 ans / 2–25°C
Fabrication	Conforme GMP UE, marqué CE, ISO 13485

Utilisation Recommandée

Pour professionnels agréés utilisant des techniques aseptiques. Sélectionner la profondeur d'injection et la technique en fonction de la zone (threading linéaire, éventail ou ponction sérielle). Masser doucement après injection.

- Ridules : Derme superficiel, aiguille 30G
- Rides Profondes : Derme moyen à profond, aiguille 27G
- Augmentation des Lèvres : Sous-muqueuse ou derme profond, aiguille 27G–30G

Avantages Cliniques

Avantage	Métrique
Réduction des Rides	80% d'amélioration des ridules
Restauration du Volume	90% de satisfaction pour les lèvres
Hydratation	Capacité de liaison à l'eau 500x
Longévité	Durée de 6–12 mois
Lissage de la Peau	85% d'amélioration de la texture

Contre-indications & Qualité

Non indiqué en cas d'infections actives, troubles auto-immuns ou hypersensibilité à l'AH. Usage professionnel uniquement.

- Stérilité** : Stérilisé aux rayons gamma, usage unique
- Emballage** : 1 × seringue de 1,0 ml avec 2 × aiguilles 27G/30G

Avertissement : Réservé à l'usage exclusif des professionnels médicaux esthétiques agréés. Non destiné à l'auto-traitement par les consommateurs. L'efficacité de ce produit n'a pas été confirmée par des recherches approuvées par la Commission Européenne ou la FDA américaine. Ce produit n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie.