

StéridERM Pro Tips™

Картриджи для микронидлинга

Стерильные картриджи профессионального уровня

Обзор продукта

StéridERM Pro Tips™ — это прецизионные стерильные картриджи одноразового использования для Pro Pen™. Доступны варианты с 1 иглой, 12 иглами, 36 иглами и силиконовой нановафлей для точечных и обширных процедур.

- **1 игла:** Точечная работа с рубцами
- **12 игл:** Омоложение лица, мелкие морщины
- **36 игл:** Большие зоны, глубокие рубцы
- **Силиконовая нановафля:** Доставка сыворотки без игл
- **Стерильность:** Индивидуальная гамма-стерилизация
- **Материал:** Хирургическая сталь или медицинский силикон

Силиконовая нановафля

Безыгольный картридж создаёт микроканалы для инфузии сыворотки. Идеален для чувствительной кожи, без периода восстановления, безопасен для эстетистов.

- Нулевой период восстановления, минимальное покраснение
- Улучшенное впитывание сыворотки на 90 %
- Безопасен для всех типов Fitzpatrick

Технические характеристики

Тип	Иглы	Материал	Применение
1 игла	1	Нержавеющая сталь	Точечные рубцы
12 игл	12	Нержавеющая сталь	Лицо, мелкие морщины
36 игл	36	Нержавеющая сталь	Большие зоны, глубокие рубцы
Силиконовая нановафля	0	Медицинский силикон	Неинвазивная доставка
Стерильность	Гамма-стерилизация, одноразовое использование		
Совместимость	StéridERM Pro Pen™		

Рекомендуемое использование

Разделить зону на участки, использовать решетчатый узор. Регулировать глубину/давление в зависимости от цели.

- 1 игла: точность 0,5–1,5 мм
- 12 игл: общая 0,25–1,5 мм
- 36 игл: глубокая 1,0–2,5 мм
- Нановафля: мягкое давление

Клинические преимущества

Преимущество	Показатель
Индукция коллагена	Увеличение до 300 %
Текстура кожи	На 85 % smoother
Уменьшение рубцов	Улучшение на 70 %
Проникновение сывороток (Nano)	Улучшено на 90 %
Комфорт (Nano)	95 % без боли/времени восстановления

Производство и качество

- Производство: Соответствует GMP EC
- Стерильность: Гамма-стерилизация
- Материалы: Хирургическая сталь / медицинский силикон
- Сертификаты: Маркировка CE, ISO 13485

Отказ от ответственности: Только для использования лицензированными специалистами эстетической медицины. Не для самостоятельного лечения потребителями. StéridERM Pro Tips™ предназначены только для косметического использования, не являются медицинскими устройствами. Не предназначены для диагностики, лечения, излечения или предотвращения каких-либо заболеваний. Заявления не оценивались Европейской комиссией или FDA США.