

StériDERM Pro Tips™

Embouts de Cartouches pour Micro-Aiguilletage Cartouches Stérilisées de Grade Professionnel

Aperçu du Produit

Les StériDERM Pro Tips™ sont des cartouches stérilisées à usage unique, conçues avec précision pour le Pro Pen™. Disponibles en versions 1-Aiguille, 12-Aiguilles, 36-Aiguilles et Wafer Nano en Silicium pour des traitements ciblés ou étendus.

- **1-Aiguille** : Précision pour les cicatrices
- **12-Aiguilles** : Rajeunissement facial, ridules
- **36-Aiguilles** : Grandes zones, cicatrices profondes
- **Wafer Nano Silicium** : Administration de sérum sans aiguilles
- **Stérilité** : Stérilisation gamma individuelle
- **Matériau** : Acier chirurgical ou silicium médical

Wafer Nano en Silicium

Cartouche sans aiguilles créant des micro-canaux pour l'infusion de sérum. Idéale pour les peaux sensibles, sans temps de récupération, sûre pour les esthéticiennes.

- Zéro temps de récupération, rougeurs minimales
- Absorption des sérums améliorée de 90 %
- Sûre pour tous les types Fitzpatrick

Spécifications Techniques

Type	Aiguilles	Matériau	Utilisation
1-Aiguille	1	Acier Inoxydable	Cicatrices ciblées
12-Aiguilles	12	Acier Inoxydable	Visage, ridules
36-Aiguilles	36	Acier Inoxydable	Grandes zones, cicatrices profondes
Wafer Nano Silicium	0	Silicium Médical	Administration non invasive
Stérilité	Stérilisation gamma, usage unique		
Compatibilité	StériDERM Pro Pen™		

Utilisation Recommandée

Diviser la zone en sections, utiliser un motif en croix. Ajuster la profondeur/pression selon l'objectif.

- 1-Aiguille : précision 0,5–1,5 mm
- 12-Aiguilles : général 0,25–1,5 mm
- 36-Aiguilles : profond 1,0–2,5 mm
- Wafer Nano : pression douce

Avantages Cliniques

Avantage	Métrique
Induction de Collagène	Jusqu'à 300 % d'augmentation
Texture de la Peau	85 % plus lisse
Réduction des Cicatrices	70 % d'amélioration
Pénétration des Sérums (Nano)	Améliorée de 90 %
Confort (Nano)	95 % sans douleur/temps de récupération

Production & Qualité

- Fabrication : Conforme aux BPF de l'UE
- Stérilité : Stérilisation gamma
- Matériaux : Acier chirurgical / silicium médical
- Certifications : Marquage CE, ISO 13485

Avertissement : Réservé à l'usage exclusif des professionnels médicaux esthétiques agréés. Non destiné à l'auto-traitement par les consommateurs. Les StériDERM Pro Tips™ sont destinés à un usage cosmétique uniquement, et non en tant que dispositifs médicaux. Ils ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir toute maladie. Les déclarations n'ont pas été évaluées par la Commission européenne ou la FDA américaine.